

KARNAK PSIHOBIOFIZIČNI REGENERATOR

Regenerira in reaktivira nevrone,
Razvija mentalne moči in
Izboljšuje psihobiofizično aktivnost

Luciano Muti



KARNAK regenerator je visokotehnološka elektronska naprava, ki omogoča hitro regeneracijo možganov in reaktivacijo delovanja posameznih organov. Razvil in patentiral ga je priznani italijanski psihoterapevt Luciano Muti.

KARNAK regenerator generira zelo nizka(ELF, manjša od 15Hz) elektromagnetna polja, ki jih bioterapevti cenijo kot zelo zdravilna - energetsko vplivajo na 100 milijard magnetitskih kristalov, ki se nahajajo v človeških možganih. Ti nadalje stimulirajo delovanje nevronov. Dve tuljavi v slušalkah pošiljata v glavo 20 do 30 minut določene trikotne in kvadrataste pulsne, izmenične elektromagnetne valove.

Naprava je v skladu z EU normami, vrednosti magnetnega fluksa(1.8G) so manjše od vrednosti, ki jih še dovoljuje Svetovna Zdravstvena Organizacija(WHO)

Regenerator vpliva na izboljšanje psihosomatskih stanj pri depresijah, zaskrbljenosti, visokem pritisku, nespečnosti, diabetesu, mentalnem stresu, itd. ELF valovi namreč prodirajo globoko v možgane in stimulirajo tudi endokrine žleze, ki kontrolirajo delovanje notranjih organov. Pozitivni učinki so bili zabeleženi pri razvoju določenih intuitivnih, spoznavnih, kreativnih in magnetnih sposobnostih. S KARNAK regeneratorjem lahko magnetiziramo tekočine(sokovi, voda, itd; okrog 40 minut), ki omogočajo hitrejše izločanje krvnega sladkorja. Stimulira hujšanje in izločanje strupenih snovi iz telesa. Koža se čisti, postane mehkejša in bolj čista. Pozitivno vpliva na dermatitis in psorizo. Trajni učinki magnetizirane tekočine na zmanjšanje visokega pritiska in krvnega sladkorja se pojavijo po kakih 30 dnevih, seveda če jo redno pijemo.

Trikotni valovi

Stimulirajo produkcijo endorfinov in serotonina. Te snovi povzročajo analgetične pomirjevalne efekte ter omogočajo hitrejši in bolj enakomeren pretok informacij v nevrone. Povzročajo veselje in srečo, povečujejo mentalno koncentracijo in spomin, odpravljajo dnevne nevroze, vplivajo na zmanjšanje krvnega pritiska, urejajo probleme s cirkulacijo in izboljšujejo kardiorespiratorne funkcije.

V posebnih primerih pospešujejo nastanek lucidnih transov in omogočajo mentalne regresije.

Kvadratasti valovi

Stimulirajo produkcijo encephalina, ki stimulira nevrone in regeneracijo možganskih celic. Pozitivni rezultati so bili zapaženi tudi pri porušenem imunskem sistemu. Kvadratasti valovi spodbujajo dinamičnost in optimizem, ki sta potrebna pri večjih delovnih naporih. S tem zmanjšujeta mentalno in fizično utrujenost.

Mentalna stanja

1. **BETA** mentalno stanje: 13Hz do 15Hz: vzpodbuja povečano pozornost, izboljšuje refleksne reakcije. Intenzivna mentalna aktivnost

2. **ALFA** mentalno stanje: 8Hz do 13Hz: eliminira psihofizični stres, stimulira notranje organe(9Hz do 12Hz) in izboljšuje intelektualne aktivnosti(12Hz do 13Hz). Normalno in vzburjeno mentalno stanje možganov.

3. **THETA** mentalno stanje: 4Hz do 8 Hz: povečuje aktivnost sklepov (4Hz do 6Hz)-zmanjšuje mišične krče in reaktivira organske ter avtoimunske celične funkcije. Različne stopnje spanja in nekateri emocionalni stresi kot so razočaranje in frustracije.

4. **DELTA** mentalno stanje 0.5Hz do 4Hz: izboljšuje endokrine in organske peristaltične funkcije ter regulira kardiorespiratorno delovanje, preprečuje infekcije. Globoko spanje in nekatere možganske nepravilnosti.

KARNAK regenerator ni adiktiven ter ne povzroča nobenih stranskih škodljivih učinkov. Zaradi vsesplošne psihofizične regeneracije priporočamo enkrat dnevno uporabo, predvsem pred spanjem..

Stranski efekti:

1. Uporabniki pacemakerja so s programom 7 dosegli zelo dobre rezultate
2. Naprave ne uporabljajte direktno pri zvečani cerebralni vzdraženosti: mumps, epilepsija, vnetja. V takih primerih je zaželeno, da so slušalke 20 cm stran od glave.
3. paciente mlajše od 18 let morajo spremljati starši

Isti program lahko uporabljamo do 2 krat dnevno. Kombiniramo lahko več programov, vendar vseh programov skupaj ne smemo izvajati več kot dve uri dnevno. Pozitivni učinki se pokažejo že po prvem tretmanu. Tretman nadaljujemo dokler je potrebno, vendar ne več kot 14 dni zaporedoma za en tretman in potem naredimo enotedensko pavzo, da preverimo dosežene rezultate. V primeru visokega pritiska izvajamo program enkrat dnevno do en mesec, pri diabetesu pa program 10 in 11 enkrat dnevno dva meseca.

KARNAK FAMILY REGENARATOR PROGRAMI

Pozicija slušalk: 1 – na ušesih, 2 – ob straneh glave(temensko)
3 – blizu organa, 4 – okrog steklenice

Program	Opis programa	POZ.
1	MENTALNA UTRUJENOST: Analiza, spomin, stress	2
2	PROBLEMI Z ALERGIJAMI: problemi z dihanjem, cirkulatorni	2
3	NEURO- VEGETATIVNI PROBLEMI: Trebuh, pankreas, črevesje	2
4	ORGANSKI PROBLEMI: Pljuča, pankreas, jetra, črevesje, jetra, ledvica	2
5	PROBLEMI: nespečnost- nočne more(pred spanjem)	1
6	PROBLEMI KRVNEGA PRITISKA	1
7	PROBLEMI S SRCEM (problemi z določenim organom – slušalke se položijo direktno na organ)	3
8	PROBLEMI: tesnoba, žalost, jok, nesreča, pomanjkanje zaupanja	2
9	VEDENJSKI PROBLEMI: Nemirnost, euforija, sramežljivost, anapdalnost	2
10	URAVNOVEŠENJE CEREBRALNE ENERGIJE: povečanje obrambnega mehanizma, osebni magnetizem, prehitro staranje	2
11	HORMONSKI PROBLEMI	1
12	VARNA VOŽNJA	2
13	PSIHOFIZIČNA REGULACIJA: Športne aktivnosti, mišična utrujenost	2
14	SEKSUALNI PROBLEMI (uporaba programa pred spanjem)	1
15	INTELEKTUALNA AKTIVNOST: Analiza, računanje, spomin, intuicija, kreativnost	2
16	FUNKCIJSKO URAVNOVEŠENJE MAGNETIZACIJA TEKOČIN	4
17	RAZVOJ SPOSOBNOSTI: Izvenčutne, telepatske, radiestezijske, prekognicija	2
18	POVEČANJE OSEBNEGA MAGNETIZMA	2
19	RAZVOJ SPOSOBNOSTI: Gledanje v prihodnost, astralna potovanja, transcedentalna sporočila, vedeževanje	2(1)